

Link do produktu: <https://sklep.medos-koszalin.pl/timagoyuwell-aparat-do-leczenia-bezdechu-sennego-auto-cpap-yh-550-z-wbudowanym-podgrzewanym-nawilzaczem-p-186.html>



Timago/Yuwell Aparat do leczenia bezdechu sennego AUTO CPAP YH-550 z wbudowanym podgrzewanym nawilżaczem

Cena **2 300,00 zł**

Opis produktu

Urządzenie do leczenia bezdechu sennego Yuwell jest wyposażone w monochromatyczny wyświetlacz i można je łatwo kontrolować i ustawiać za pomocą obrotowego pokrętki. Dane pacjenta są zapisywane na dołączonej karcie micro SD, z której można pobrać oprogramowanie do interpretacji danych. Podstawowe analizy danych można przeglądać bezpośrednio na urządzeniu.

Urządzenie jest wyposażone w zupełnie nowy, wysokowydajny silnik, który jest cichy i dokładnie monitoruje przepływ powietrza.

Cechy:

- Funkcja Wi-Fi - możliwość zdalnego odczytu danych terapii
- Silnik o wysokiej wydajności;
- Konstrukcja kanału powietrznego bez spoilerów - dokładnie monitoruje sygnały przepływu powietrza i jednocześnie redukuje hałas;
- Opatentowana rurka z przepływem laminarnym Micro Airflow — wyposażona w najnowocześniejsze na świecie czujniki ciśnienia i przepływu, dokładnie zbierające sygnały ciśnienia i przepływu sterowanie w czasie rzeczywistym;
- Algorytm kontroli ogniskowej - algorytm kontroli propagacji wstecznej, wykonuje kompensację przecieków powietrza w czasie rzeczywistym;
- Wyraźne informacje o leczeniu - informacje o terapii wyraźnie widoczne na wyświetlaczu 3,5 cala;
- Wygodny obsługiwany przycisk - prosta kombinacja dwóch przycisków;
- Zbiornik nawilżający typu Lock&lock.

Dane techniczne:

Tryb leczenia: CPAP/Auto CPAP
Zakres ciśnienia: 4 ~ 20 cmH₂O
Niepewność pomiarowa ciśnienia: ± 0.25 cmH₂O
Poziom hałasu: ≤ 28 dB
Wydajny nawilżacz: Tak
Kompensacja wycieku: Tak
Zarządzanie danymi: Tak
Ochrona alarmowa: alarm rozszczelnienia się maski
Zasilanie: 100-240 V (50-60 Hz DC 24 V)
System obiegu powietrza USM: ultra-cichy system obiegu powietrza
PCM: technologia usuwania szumów
3A samodostosowująca się technika regulacji częstotliwości

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.